

HA Lifting



ANVISA: 25351.312635/2019-16

- Solução cosmética para pele contendo alta concentração de Ácido Hialurônico.

Descrição

O ácido hialurônico é um polissacarídeo de ácido glucurônico e N-acetilglucosamina. Pode-se dizer que é a molécula mais higroscópica na natureza (1 grama pode capturar 6 litros de água) e tem propriedades diferentes dependendo de seu peso molecular baixo, médio ou alto. Ácido hialurônico de médio peso molecular é utilizado na formulação, oferecendo propriedades bacteriostáticas, anti-inflamatórias, antioxidantes e anti-edematosas. Além disso, atua como adjuvante na cicatrização de feridas.

APLICAÇÃO

O HA Lifting é um produto que combina com qualquer tipo de mistura dentro da gama IT Pharma. Basicamente, pode ser aplicado topicamente na pele por meio de infiltração pressurizada na DERME utilizando INJETOR SEM AGULHAS COMFORT IN ou através de sistemas eletromédicos para a liberação transdérmica de substâncias. Dependendo do dispositivo escolhido e graças ao seu grande poder hidratante, o HA pode ser combinado com qualquer frasco ou para engrossar um produto, facilitando a aplicação na pele. É o produto mais versátil da gama.

O procedimento recomendado é um tratamento padrão, sempre dependendo do caso específico e sob a supervisão do profissional apropriado, que pode ser de 2 sessões na primeira e segunda semanas (tratamento de impacto), 1 sessão na terceira semana e no final. sessão na quarta semana, seja usado sozinho ou misturado com qualquer outro produto da empresa apropriada.

COMO É APLICADO ?



ELETROFORESE COSMETICA



COMFORT IN Intra Derme



Derma Cosmetic Pump

Ingredientes Ativos

HALURONATO DE SÓDIO 1,5%: Tem a capacidade de acumular uma grande quantidade de água, proporcionando assim aos tecidos corporais uma atmosfera úmida, essencial para a regeneração celular.

IT Pharma

INNOVATING TECHNOLOGY PHARMA

EMBALAGEM



12 FRASCOS DE 4 ml



COMPOSIÇÃO

Água | Cloreto De Sódio De Hialuronato De Sódio | Hidróxido de sódio di-hidrogenofosfato de sódio e potássio

TRATAMENTOS RECOMENDADOS

HIDRATAÇÃO PROFUNDA

4 ml
HA Lifting
Intra Derme
COMFORT IN

REVITALIZANTE

4 ml
HA Lifting
2 ml
HV Lifting

3 Dispositivos ANTI-AGING

4 ml
HA Lifting

Derma Cosmetic Pump

Intra Derme COMFORT IN TRATAMENTO CAPILAR

4 ml
HA Lifting

Intra Derme
COMFORT IN

TRATAMENTO ACTIVE FIRMING

4 ml
HA Lifting
4 ml
Renovation Lift
2 ml
Action Face

Derma Cosmetic Pump

Intra Derme
COMFORT IN

