

# Liposin



**IT Pharma**  
INNOVATING TECHNOLOGY PHARMA

ANVISA: 25351.315174/2019-33

●●● **Recomendado durante tratamentos da obesidade**

## Descrição

A liposina é uma solução para firmar e restaurar a condição da pele. Recomendada para tratamentos de obesidade, de qualquer tamanho e escala, a Liposina atua contra a predisposição biológica à adipose e obesidade.

No nível periférico, atua contra a cascata lipolítica intra-adipocitária, reforçando os sistemas de consumo de energia, aumentando a produção de enzimas lipolíticas (lipases triglicérides) e favorecendo a ativação do AMP cíclico, estimulando sua síntese e inibindo suas enzimas degradadoras (fosfodiesterases). Fórmula recomendada para a correção da obesidade generalizada ou local em pacientes com níveis elevados de colesterol, triglicérides ou gordura no sangue.

## APLICAÇÃO

Aplice o produto nas áreas que requeiram uma melhoria na microcirculação da pele, pois é útil quando a pele parece envelhecida e é pouco oxigenada. Aumenta a circulação sanguínea na área de aplicação da pele, levando a uma pele brilhante e radiante, com tonalidade e suavidade melhoradas. A liposina é particularmente recomendada para o tratamento de gordura localizada e para a formação de pele.

Basicamente, pode ser aplicado na pele por meio de infiltração pressurizada na DERME utilizando INJETOR SEM AGULHAS COMFORT IN ou através de sistemas eletromédicos para a liberação transdérmica de substâncias. Dependendo do dispositivo selecionado e se a Liposina é ou não misturada com outro produto, recomenda-se o uso de um frasco por sessão, aplicado massageando a área a ser tratada em movimentos circulares ascendentes. A absorção do produto depende das características específicas da pele de cada paciente.

O procedimento recomendado no tratamento padrão, sempre dependendo do caso específico e sob a supervisão do profissional apropriado, pode ser duas sessões de alto impacto na primeira e segunda semanas de tratamento, uma sessão na terceira semana e a sessão final na quarta semana. . Posteriormente, poderia haver uma sessão de manutenção mensal.

COMO É  
APLICADO ?



ELETOFORESE  
COSMÉTICA



COMFORT IN  
Intra Derme



Derma  
Cosmetic  
Pump

## Ingredientes Ativos

**CYNARIN:** Cynarin estimula a produção de bÍlis no fígado e, posteriormente, facilita a sua liberação na vesícula biliar, favorecendo a digestão das gorduras.

**ALGA FUCUS:** É um ingrediente essencial para tratamentos de beleza e perda de peso, graças ao seu grande poder hipolítico, reduzindo a espessura da pele, aumentando sua elasticidade e estimulando sua microcirculação.

## EMBALAGEM

 10 AMPOLAS ESTÉREIS DE 2 ml





## COMPOSIÇÃO

Água/Cloreto de Sódio / Extrato de Fucus Vesiculosus / Extrato de Cynara Scolimus / Graphite Powder.

## TRATAMENTOS RECOMENDADOS

● Pode ser aplicado em qualquer parte do corpo

### PAPADA

 2 ml Liposin  
 5 ml Phosphatidylcholine  
 5 ml Renovation Lif  
 Derma Cosmetic Pump




### QUADRIL

 2 ml Liposin  
 2 ml Lipofase  
 5 ml Renovation Lif  
**INTRA DERME COMFORT IN**

### BRAÇOS

 2 ml Liposin  
 2 ml Lipofase  
 2 ml Cafein  
**INTRA DERME COMFORT IN**

### CELULITE

 2 ml Liposin  
 2 ml Liposintrol  
 5 ml Phosphatidylcholine  
**DERMA COSMETIC PUMP**

### AREA LOCALIZADA

 2 ml Liposin  
 2 ml Cafein  
 5 ml L-Carnitina  
 2 ml Liposintrol  
**INTRA DERME COMFORT IN**

